

3. Ergebnisse

EN 71-3 - Migrationsverhalten

Tabelle 2 Schwermetallkonzentrationen in mg/kg nach Einbeziehung der Analysenkorrektur

Element korr. Messwert	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
256124	< NWG	0,16	52,43	0,095	0,19	8,33	< NWG	< NWG

NWG = Nachweisgrenze

Die Grenzwerte für das Migrationsverhalten der Schwermetalle nach DIN EN 71-3 werden in den untersuchten Proben sicher eingehalten.

4. Sonstiges

Die Analyseergebnisse beziehen sich nur auf das übergebene Probematerial.
Das nicht verbrauchte Material wird in der EPH 3 Monate als Rückstellmuster aufbewahrt.



Dr. rer. nat. Christiane Swaboda
Bearbeiterin